

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le spray de nettoyage est un produit d'hygiène et d'entretien qui facilite le nettoyage des aides auditives et embouts.

Le spray de nettoyage est imprégné d'une solution répondant aux normes bactéricide : NF EN 1040 et levuricide : NF EN 1275.

La formule spécifique de la solution a été conçue pour dissoudre efficacement le cérumen présent sur l'appareil auditif ou sur l'embout.

Le spray de nettoyage se présente sous forme de flacon de 30ml et d'un poussoir brosse.

Le produit répond aux exigences de la catégorie des dispositifs médicaux de classe I au sens de la Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

**COMPOSITION DU PRODUIT**

- Eau purifiée
- Digluconate de Chlorhexidine
- Chlorure de Benzalkonium
- Alcool 96°
- Parfum menthe
- Abil 88183

CONFIDENTIEL