


CRIO

GAMME CRYOGÉNIE

MANIPULATIONS CRYOGÉNIQUES

- Manipulations cryogéniques en industrie, pharmacie, chimie, laboratoire
- Nettoyage industriel par cryogénie
- **Protège des projections accidentelles de liquide cryogénique** : azote liquide, oxygène liquide, hélium liquide, hydrogène liquide, méthane liquide



AET N°0072/011/162/07/19/0268 (IFTH LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume et dos Fleur de bovin hydrofuge
 Manchette Cuir croûte de bovin
 Membrane Porelle®
 Doublure Molleton laine/coton et feutre ISO AIR
 Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 20 paires



Résistance au froid
cryogénique

Composition résistante aux
projections accidentelles
de liquides cryogéniques
jusqu'à -196° C



Bride ajustable



Résistance
à la chaleur

Isolation thermique :
350°C pendant 15
secondes minimum



Longévité
optimisée

Renfort sur zone d'usure



Imperméabilité

Le cuir hydrofuge ne durcit
pas après séchage



Longueur manchette
15 cm

CRYO

